

กระบวนการการรับบริการอุปกรณ์เทียมชนิดซิลิโคน

อุปกรณ์เทียมซิลิโคนที่คลินิกศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO) ทุกชิ้นทำขึ้นเฉพาะรายอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจประเมิน การหล่อแบบ และการผลิตอุปกรณ์ให้เสมือนกับสีผิวธรรมชาติของผู้ป่วยมากที่สุด โดยปกติเรามีหลักการว่ามือซ้ายก็คือส่วนสะท้อนของมือขวา เราจะใช้มือและนิ้วมือของที่เหลืออยู่เพื่อเป็นต้นแบบในการทำอุปกรณ์เทียมซิลิโคนให้เสมือนกับมืออีกข้างหนึ่ง โดยการคัดลอกลักษณะรูปแบบ ความยาวรายละเอียดของมือหรือนิ้ว สีของอุปกรณ์นิ้วเทียมซิลิโคนจะมีความต่างกันในแต่ละจุด เช่น ข้อนิ้ว ฝ่ามือ ปลายนิ้ว เล็บ โดยอาศัยการเทียบสีเพื่อให้ใกล้เคียงกับสีผิวธรรมชาติของผู้ป่วยมากที่สุด



ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO)

กระบวนการการรับบริการอุปกรณ์เทียมซิลิโคน ผู้ป่วยจะต้องมารับบริการที่คลินิกประมาณ 2-3 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การรับบริการในครั้งแรก: ตรวจประเมิน และทำการหล่อแบบต่อนิ้ว และนิ้วข้างดี และการ
เทียบสีผิวเบื้องต้น



การตรวจประเมินและหล่อแบบและการวัดนิ้ว

การรับบริการครั้งที่ 2 : การลองเข้าทดลองซิลิโคน


การทำเข้าลองสำหรับลองเพื่อให้เข้าซิลิโคนใส่พอดีและสบายกับต่อนิ้วที่สุด ตัวเข้าทดลองยังทำหน้าที่ในการทำให้ต่อนิ้วคงรูป ตัวเข้าทดลองเป็นสีธรรมชาติไม่มีสีหรือสีใส โดยปกติแล้วเราจะให้ลองใส่เข้าทดลอง 2-3 ขนาดก่อนการทำเข้าจริง ถ้าหากว่าคุณสามารถใส่เข้าลองได้นานทั้งวัน และใส่ได้พอดีนานกว่าสองสัปดาห์ขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่าต่อนิ้วจะไม่เปลี่ยนรูปหรือขนาด หลังจากนั้นเราสามารถเริ่มกระบวนการการทำเข้าซิลิโคนจริงได้



การทดลองใส่เข้าทดลองซิลิโคน

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO)

- การรับบริการครั้งที่ 3:** การติดตามผลตรวจประเมินเท้าและ การเทียบสีนิ้วและสีเล็บก่อนการเริ่มกระบวนการทำเท้าและอุปกรณ์ซิลิโคนจริง กระบวนการผลิตปกติแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการเข้ารับบริการครั้งที่ 3 และหลังจากอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถส่งอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยที่บ้านหรือผู้ป่วยสามารถมาลองอุปกรณ์ที่คลินิกได้



การเทียบสีผิวและสีเล็บก่อนการผลิตอุปกรณ์จริง

อายุการใช้งานของอุปกรณ์เทียมซิลิโคนอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ถ้ากิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีการเสียดสีที่อุปกรณ์เยอะ เราแนะนำให้ใส่ถุงมือผ้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เทียมซิลิโคน

นอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการผลิตภักธ์บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นก่อนการใส่อุปกรณ์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ โทร 02-4193456